


PRÍNOS Z TESTOVANIA PAG MENEJ JALOVÝCH KRÁV



Šetrí prácu chovateľov a znižuje mieru stresu kravám

PSSR š.p. v spolupráci s firmou VetWell ponúka možnosť stanovenia gravidity zo vzoriek mlieka testom PAG. Môžu sa odobrať ako samostatná vzorka plemenárskym zooteknikom pri bežnom odbere, alebo farmovým zooteknikom tieto sa však pošlú samostatne.

PRESNÉ A SPOĽAHLIVÉ VÝSLEDKY

Od **28 DŇA** po inseminácii
a **60 DNÍ** od posledného otelenia

Možnosť objednať skúmavky na samostatný odber vzoriek mlieka u plemenárskeho zooteknika alebo vo firme Cymedica.

**VYHĽADAJTE JALOVÉ
KRAVY A PRIPUSTITE
ZNOVU, OMNOHO ZNÍŽITE
STRATY!**

PAG TEST – PLNÝ VÝHOD!

Viac informácií na www.pssr.sk na karte HODNOTENIE



Menej práce pre chovateľa = šetrí čas



Menej zásahov pri kravách = menej stresu pre zvieratá




Môže byť použitý od 28 dňa po pripustení a neskôr v každej fáze teľnosti.



Zlepšenie práce a ďalšie použitie odobratých vzoriek mlieka ako súčasť pokusných dojení



Zistenie gravidity u **OVIEC** a **KŮZ** po 60tich dňoch od pripustenia



Zistenie teľnosti aj z krvi po 28 dňoch od pripustenia (natívna krv)



www.pssr.sk

ODPORÚČANÉ OBDOBIE TESTOVANIA TEĽNOSTI

Stanovenie teľnosti 1:

**28.-35.
deň teľnosti**
(po oplodnení)

Prvá príležitosť na odhalenie neteľných krav. Programy synchronizácie ruje umožňujú rýchlejšie opätovné pripustenie neteľných krav.

Stanovenie teľnosti 2:

**45.-70.
deň teľnosti**

Obdobie najvyššieho skorého odumretia embrya (z angl. predčasnej embryonálnej smrti, EED). Profesionálne programy riadenej reprodukcie zaviedli opätovné potvrdenie teľnosti v tomto období na odhalenie predčasného úhynu embryí.

Stanovenie teľnosti 3:

**90.-110.
deň teľnosti**

Obdobie najvyššieho predčasného úhynu embryí už prešlo. Bliži sa bod ziskovosti laktačnej fázy. Vykonanie skúšky v tomto období pomáha chovateľom pri rozhodovaní týkajúcom sa opätovnej inseminácie / porážky.

Stanovenie teľnosti 4:

**200.-230.
deň teľnosti**
(zasušenie)

V zriedkavých prípadoch môže dôjsť k potratu medzi 100. a 230. dňom teľnosti. Dôležitý bod, rozhodnutie o zasúšení alebo zaslaní na porážku.

MENEJ JALOVÝCH KRÁV

PRÍNOS Z TESTOVANIA
PAG CEZ PSSR š.p.

ZISKY Z PRODUKCIE
VZRASTÚ VĎAKA OBMEDZENIU POČTU JALOVÝCH KRÁV



5 000 EUR

za 10 dní

10 000 EUR

za 20 dní

Priemerný odhadovaný zisk
zlepšením skutočnej teľnosti
v stáde 100 kráv



PAG TESTOM TEĽNOSTI DÔVERUJÚ CHOVATELIA NA CELOM SVETE



> 30 000 000

VYKONANÝCH TESTOV
NA CELOM SVETE



CENNÍK SLUŽIEB

STANOVENIE TEĽNOSTI KRÁV ZO VZORIEK MLIIEKA
PAG TEST

Jednorazová sadzba za službu

3,80 EUR (bez DPH)



Súprava na individuálny odber
vzorky mlieka chovateľom zahŕňa:

- 10 fľaštičiek s konzervačným prostriedkom
- Pokyny na odber vzoriek
- Formulár Žiadosti o vykonanie testu na osobné vyplnenie



Odberovky je možné objednať vo f. Cymedica
na tel. čísle +421 45 54 000 40, alebo emailom:
info@cymedica.sk

Viac informácií o teste môžete získať na tel. čísle
+421 905 903 723
alebo u Vášho obchodného zástupcu Cymedica.

RÝCHLE, JEDNODUCHÉ, EFEKTÍVNE!

Test teľnosti PAG
môže vykonať plemenársky zootechnik pri bežnom
skúšobnom dojení odoberie druhú vzorku, alebo
si vzorky mlieka odoberiete a zašlete priamo do
laboratória.

Krátko po skúšobnom dojení dostanete
spoľahlivý výsledok do systému PLIS alebo
Vám bude zaslaný emailom.

